

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ВЕНЕРА-ВЕТ



ООО «Венера-Вет»

E-mail: serafima_venera@mtu-net.ru

Тел: (495) 677-00-58, (495) 677-00-65,
+7 (495) 775-03-75, +7 (495) 775-03-76

www.venera-vet.ru

**ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ И
МЕЧЕНИЯ КРУПНОРОГАТОГО СКОТА**



Уважаемые коллеги!

Производственная компания «Венера-Вет» (ООО) была создана в 1990 году с целью обеспечения ветеринарной и экономической безопасности в животноводческом комплексе страны и является единственным в настоящее время в нашей стране производителем инструментов, приспособлений и оборудования для искусственного осеменения животных и ветеринарии.

Наше производство аттестовано и сертифицировано с 1990 года. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с ведущими Российскими и Европейскими институтами, ветеринарными школами и специалистами в области искусственного осеменения, внедряя новейшие технологии, которые позволяют российским специалистам работать как на уровне с их мировыми коллегами, так и по некоторым направлениям опережать их.

Нашей целью является обеспечивать специалистов, занимающихся искусственным осеменением животных, передовыми технологиями, оборудованием и инструментами, используемыми во всем мире. И как результат – большинство племенных центров России работают по международной технологии по фасовке и криоконсервации семени быков-производителей, а наши хозяйства применяют более удобную технологию искусственного осеменения животных, когда для одного плодотворного осеменения требуется 1-1,5 дозы семени (при условии, что животное здорово и охота определена правильно).

ООО «Венера-Вет» является членом «Союза «Животноводов России», «Росплемобъединения», ОАО «Головного Центра по Воспроизводству с/х животных». Неоднократный лауреат ежегодной Российской агропромышленной выставки. Производство аттестовано ВГНКИ Р.Ф. В 2011 году производство сертифицировано по международной системе ISO 9001:2008.

Имея большой опыт работы с племенными центрами, племзаводами, животноводческими комплексами практически всех регионов страны, а так же стран СНГ, наша организация выполняет заказы на комплексное обеспечение животноводческого комплекса криогенным, лабораторным оборудованием, инструментами, реактивами для воспроизводства и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, спец. одеждой, техникой по оснащению животноводческих ферм.

В нашей стране поставлена задача «Развития в области выращивания и разведения КРС». Решением данной задачи на современном этапе развития сельского хозяйства является интенсификация племенного животноводства за счет применения современных технологий, обеспеченных системой современных технологий и технологического оборудования, соответствующего мировым стандартам.

Для этого ООО «Венера-Вет» обеспечивает возможность приобретения нового технологического оборудования для искусственного осеменения, фасовки, маркировки и криоконсервации семени быков-производителей, соответствующего международным стандартам.

С пожеланиями успехов в работе, хорошей реализации и правильных закупочных цен на мясо и молоко.

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА СЕМЕНИ

Сосуд Дьюара 5 л (диам. Горловины 60 мм)

Сосуд Дьюара СДС 10 л (диам. Горловины 60 мм)

Сосуд Дьюара СДС 16 л (диам. Горловины 60 мм)

Сосуд Дьюара ХБ-34 (диам. Горловины 60 мм)

Сосуд Дьюара СДС ХТ - 35 (диам. Горловины 118 мм)



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аквадистиллятор



Шкаф сушильный ШС на 80 литров



Стерилизатор воздушный



Облучатель бактерицидный



Шкаф для хранения инструментов



ПОДГОТОВКА СЕМЕНИ

Термостат для размораживания
семени (код 018390) USA



Конвертер с 220V на 12V для термостат
для размораживания семени



Термостат биологический ТБ-2-2П



Баночка с притертой крышкой 250 мл



Корнцанг изогнутый/прямой



Пинцет анатомический 250



Ножницы 170 (пр/изог.)



Обрезчик пайет



Термометр ТС-100гр



Подставка под инструменты



ПОДГОТОВКА СЕМЕНИ

Столик электронагревательный с осветителем к микроскопу

1. Назначение

Столик предназначен для поддержания заданной температуры при исследовании микрообъекта, а также при проведении замедленной микрокино съемки процессов, протекающих в живых микрообъектах.

2. Область применения

При оценке качества спермы и эмбрионов на предприятиях, в пунктах искусственного осеменения животных, в научно-исследовательских учебных заведениях, центрах трансплантации эмбрионов.

3. Технические данные

- рабочая температура (39-40) °C
- время выхода в рабочий режим (3-4) мин
- питание от сети переменного тока (220±60) В, 50 Гц
- габаритные размеры : (82x56x20) мм
- масса со шнуром питания 140 г

Рабочая температура может быть установлена (подстроена) непосредственно пользователем.

Столик оснащён электронной подсветкой окуляра микроскопа.

Интенсивность подсветки регулируется пользователем. Столик имеет индикатор режима работы (разогрев - готовность). Современная элементная база обеспечивает высокую надёжную и безотказность в работе.

4. Гарантийные обязательства

Гарантия 12 месяцев со дня продажи



Стекло покрывное



Стекло предметное

ПОДГОТОВКА СЕМЕНИ

ТЕРМОСТАТ-ОТТАИВАТЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИЙ

1. Назначение

Предназначен для оживления замороженного семени в полиэтиленовых соломинках (100-140мм), а также ампулах путем высокоскоростного оттаивания в термостабилизированной камере. Обеспечивает высокую жизнеспособность спермиев.

2. Состав

Основой термостата является энергонакопитель из алюминия, температура которого стабилизирована электронным блоком. Электроника обеспечивает характеристики термостата при изменении напряжения питающей сети от 160В до 280В.

3. Характеристики

Температура номинальная, С-38,5;

Время выхода на рабочий режим не более 15 минут;

Мощность Вт-20

Масса 1-350

Габариты мм-D55, H125,(150)

4. Индикация

При включении термостата в сеть на лицевой крышке загорается индикатор «нагрев» постоянно и мигает индикатор «таймер». Далее через некоторое время (порядка 4 мин.) индикатор «нагрев» гаснет, что означает готовность термостата к работе. В процессе работы отчет индикатор «нагрев» периодически включается. По индикатору «таймер» производится отчет времени оттаивания семени.

5. Порядок работы

В камеру термостата залить воду в количестве до 10 мл до отметки 1см ниже среза лицевой крышки. Включить термостат в сеть. После погасания индикатора «нагрев» термостат готов к приему семени для оживления.

Извлечь соломинку с семенем из сосуда Дьюара, энергично встряхнуть ее для удаления остатков азота и погрузить в отверстие камеры термостата. Отсчитать по индикатору «таймер» требуемое количество «миганий», извлечь соломинку с семенем из камеры, обтереть ватным тампоном и осеменить в соответствии с инструкцией.

6. Комплектация

По желанию Заказчика термостат может поставляться с питающим от бортовой сети автомобиля 12В или 24В адаптером, или с автономным аккумулятором.


7. Гарантия производителя- 12 месяцев

Общество Ограниченной Ответственности «Венера-Вет»

Почтовый адрес : 109316, г.Москва, Сибирский проезд, д2, корп.27



ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ



Перчатка для искусственного осеменения

Перчатка для и.о. «Комфорт»
(коробка 100 шт)

Перчатка для и. о. Люкс (100 шт.)



- ампула и.о.
- катетер и.о.
- пипетка и.о.
- цитрат натрия (ампула)



Шприц катетер ЩКК




- чехол и.о. универсальный

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ



- шприц ШО - 3М универсальный



Пенал Т.О.

1. Размеры общие: 81 x 10,2 см
2. Размер ячеек: 2,7 x 3 см
3. Ручка 21,5 x 2 см
4. Материал:

- А) Лента – кант
- Б) Нитки – хлопчатобумажные
- В) Ткань – бастон-лайк
- Г) Синтипон

Используется для соранения температуры подготовленного к осеменению семени.

Для этого в ячейки вставляется Шприц ШО-3М в сборе (шприц ШО-3М + пайета с семенем + защитный чехол + санитарная рубашка)

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ



Санитарный чехол (в упаковке 80 шт.)



B-GEL 250 гр. (1 флакон)



Зеркало влагалищное для телок
Зеркало влагалищное для коров



Осветитель OB3



Сумка техника-осеменатора



Фартук прорезиненный.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНВЕНТАРЬ

Вата медицинская (250гр.х 1 уп.)



Марля медицинская (пог.м.)



Вафельное полотно ширина 45 см



Термометр комнатный
Мензурка



Воронка лабораторная



Склянка 5000 мл.

Склянка 1000 мл.



Чашки Петри



Колба коническая 1000 мл



Перчатки акушерские

Бахилы (2 шт.-пара)



Журнал И.О.

Бирка большая двойная КРС (Россия)



Бирка большая КРС (Россия)



Бирка малая (Россия)



Бирка овечья (индикатор ИЦ-3)



Щипцы для установки бирки



Маркер для бирки





Щипцы татуировочные



Тавро для клеймения животных



Современные технологии в области искусственного осеменения с/х животных



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ВЕНЕРА-VET



тел.: : (495) 677-00-58 , (495) 677-00-65

e-mail: serafima_venera@mtu-net.ru

www.venera-vet.ru

адрес: 109316, г. Москва, Сибирский проезд, д. 2, корп. 27

**Передовые современные технологии в области
воспроизводства сельскохозяйственных животных**